

APWD 335

Steriele container

voor het plaatsen van een tray APWD 333.



- Kiemdichte afsluiting van het deksel
- Deksel snel en zonder besmetting verwijderen bij steriel gebruik
- Filtersnelhouder om het permanente filter eenvoudig te vervangen
- Stapelbaar als er minder ruimte is
- Afmetingen: 312 x 190 x 65 mm

EAN: 4002516909668 / Materiaalnummer: 12752580 /

Oud Materiaalnummer: 69633500D

Productcategorisatie

Thermodesinfectoren

•

Reinigingsautomaten en desinfectoren, medisch

•

Kleine sterilisatoren

•

Accessoires bij apparatuur

PST 1710

•

PST 1720

•

PST 2210

•

PST 2220

•

PWD 8682

•

PWD 8682 CD

•

PWD 8692

•

Productcategorie

Opberg-/transportsysteem

•

Producteigenschappen

Materiaal

Aluminium

Kleur

Roestvast staal

Toepassing

Herverwerking van oogheeskundige instrumenten

•

Herverwerking van KNO-instrumenten

•

Herverwerking van tandheeskundige instrumenten

•

Behandeling van instrumenten van dierenartsen

•

Behandeling van podologische instrumenten

•

Herverwerking van OK-instrumenten

•

Herverwerking van holle instrumenten

•

Capaciteit

DIN-zeefschalen [aantal]

1

Afmetingen en gewicht

Buitenmaat, nettohoogte in mm

65

Buitenmaat, nettobreedte in mm

190

Buitenmaat, nettodiepte in mm

312