

APWD 336
Permanent filter
voor max. 1000 cycli.



- Bereiken goede droogresultaten in de container
- Bestendig en duurzaam
- 2 stuks per verpakking
- Voor toepassing in APWD 334 en APWD 335

EAN: 4002516909903 / Materiaalnummer: 12752660 /
Oud Materiaalnummer: 69633600D

Productcategorisatie	
Thermodesinfectoren	•
Reinigingsautomaten en desinfectoren, medisch	•
Kleine sterilisatoren	•
Accessoires bij apparatuur	
PST 1710	•
PST 1720	•
PST 2210	•
PST 2220	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Productcategorie	
Producteigenschappen	
Materiaal	Kunststof
Kleur	Wit
Toepassing	
Herverwerking van oogheekundige instrumenten	•
Herverwerking van KNO-instrumenten	•
Herverwerking van tandheekundige instrumenten	•
Behandeling van instrumenten van dierenartsen	•
Behandeling van podologische instrumenten	•
Herverwerking van OK-instrumenten	•
Herverwerking van holle instrumenten	•
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	215
Buitenmaat, nettobreedte in mm	94