

ProCare Dent 10 A - 5 l

Vloeibaar reinigingsmiddel, alkalisch, 5 l

voor de machinale behandeling van tandheelkundige instrumenten.



- Geschikt voor tandheelkundige instrumenten, niet voor transmissie-instrumenten
- Aangepast aan de procesverlopen in thermodesinfectoren van Miele
- Goede materiaalbescherming/ bescherming tegen corrosie voor rvs-instrumenten
- Vrij van tensiden
- Vrij van oxidatieve additieven

EAN: 4029577157975 / Materiaalnummer: 12786440 /

Oud Materiaalnummer: 66912201V1

Productcategorisatie	
Thermodesinfectoren	•
Mogelijkheden	
Verwijderen van bloed	•
Verwijderen van organische resten	•
Aanbevolen dosering	
Aanbevolen dosering (per spoelcyclus)	3 ml/l (0,3%)
Aanbevolen dosering per spoelgang	3 ml/l (0,3%)
Grote opening voor doseerlans	•
Intensiteit van de vervuiling	Sterk
Te gebruiken voor alle waterhardheden	•
Dosering	
pH-waarde bij 20 °C	14,0
Belangrijkste toepassingen	
Tandartspraktijk	•
Producteigenschappen	
Mediatype	Alkalisch reinigingsmiddel
Aggregatietoestand	Vloeibaar concentraat
Inhoudsstoffen	Fosfaat, Silicaten
Minimale opslagtemperatuur in °C	-15
Maximale opslagtemperatuur in °C	30
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	217
Buitenmaat, nettobreedte in mm	142
Buitenmaat, nettodiepte in mm	248
Buitenmaat, brutohoogte in mm	250,00
Buitenmaat, brutobreedte in mm	190,00
Buitenmaat, brutodiepte in mm	150,00
Brutogewicht in kg	9,64
Inhoud in ml	5000
Producteigenschappen	
Mediatype	Alkalisch reinigingsmiddel
Aggregatietoestand	Vloeibaar concentraat
Inhoudsstoffen	Fosfaat, Silicaten
Minimale opslagtemperatuur in °C	-15
Maximale opslagtemperatuur in °C	30
Geschikt voor de machinale behandeling van instrumenten en accessoires	•
Geschikt voor standaardinstrumenten	•
Niet geschikt voor transmissie-instrumenten	•
Vrij van oxidatiemiddelen	•
Vrij van tensiden	•
Goed reinigingsvermogen	•
Hogere materiaalbescherming tegen corrosie	•
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	217
Buitenmaat, nettobreedte in mm	142
Buitenmaat, nettodiepte in mm	248

ProCare Dent 10 A - 5 l

Vloeibaar reinigingsmiddel, alkalisch, 5 l

voor de machinale behandeling van tandheelkundige instrumenten.



EAN: 4029577157975 / Materiaalnummer: 12786440 /

Oud Materiaalnummer: 66912201V1

Buitenmaat, brutohoogte in mm	250
Buitenmaat, brutobreedte in mm	190
Buitenmaat, brutodiepte in mm	150
Brutogewicht in kg	10
Inhoud in ml	5000
Conformiteiten, keurmerken	
CE	•
GHS/CLP-conform	•