

ProCare Dent 11 A - 1 kg

Poedervormig reinigingsmiddel, alkalisch, 1 kg

voor de machinale behandeling van tandheelkundige instrumenten.



- Geschikt voor tandheelkundige instrumenten, niet voor transmissie-instrumenten
- Aangepast aan de procesverlopen in thermodesinfectoren van Miele
- Zeer goede materiaalbescherming
- Vrij van oxidatieve additieven
- Bescherming tegen corrosie voor instrumenten en trays van roestvrij staal

EAN: 4029577157968 / Materiaalnummer: 12786510 /

Oud Materiaalnummer: 66911101V1

Productcategorisatie	
Thermodesinfectoren	•
Mogelijkheden	
Verwijderen van bloed	•
Verwijderen van organische resten	•
Aanbevolen dosering	
Aanbevolen dosering (per spoelcyclus)	3 g/l (30 g/cyclus)
Aanbevolen dosering per spoelgang	3 g/l (30 g/cyclus)
Intensiteit van de vervuiling	Sterk
Te gebruiken voor alle waterhardheden	•
Dosering	
pH-waarde bij 20 °C	12,0
Belangrijkste toepassingen	
Tandartspraktijk	•
Producteigenschappen	
Mediatype	Alkalisch reinigingsmiddel
Aggregatietoestand	Poeder
Inhoudsstoffen	Fosfaat, Niet-ionische tensides, Silicaten
Minimale opslagtemperatuur in °C	0
Maximale opslagtemperatuur in °C	30
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	242
Buitenmaat, nettobreedte in mm	107
Buitenmaat, nettodiepte in mm	58
Vulgewicht in g	1000
Brutogewicht in kg	1,06
Producteigenschappen	
Mediatype	Alkalisch reinigingsmiddel
Aggregatietoestand	Poeder
Inhoudsstoffen	Fosfaat, Niet-ionische tensides, Silicaten
Minimale opslagtemperatuur in °C	0
Maximale opslagtemperatuur in °C	30
Geschikt voor de machinale behandeling van instrumenten en accessoires	•
Geschikt voor standaardinstrumenten	•
Niet geschikt voor transmissie-instrumenten	•
Goed reinigingsvermogen	•
Hogere materiaalbescherming tegen corrosie	•
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	242
Buitenmaat, nettobreedte in mm	107
Buitenmaat, nettodiepte in mm	58
Vulgewicht in g	1000
Brutogewicht in kg	1
Conformiteiten, keurmerken	
CE	•
GHS/CLP-conform	•