

ProCare Dent 11 A - 10 kg

Poedervormig reinigingsmiddel, alkalisch, 10 kg

voor de machinale behandeling van tandheelkundige instrumenten.



- Geschikt voor tandheelkundige instrumenten, niet voor transmissie-instrumenten
- Aangepast aan de procesverlopen in thermodesinfectoren van Miele
- Zeer goede materiaalbescherming
- Vrij van oxidatieve additieven
- Bescherming tegen corrosie voor instrumenten en trays van roestvrij staal

EAN: 4029577157944 / Materiaalnummer: 12786530 /

Oud Materiaalnummer: 66911201V1

Productcategorisatie	
Thermodesinfectoren	•
Mogelijkheden	
Verwijderen van bloed	•
Verwijderen van organische resten	•
Aanbevolen dosering	
Aanbevolen dosering (per spoelcyclus)	3 g/l (30 g/cyclus)
Aanbevolen dosering per spoelgang	3 g/l (30 g/cyclus)
Intensiteit van de vervuiling	Sterk
Te gebruiken voor alle waterhardheden	•
Dosering	
pH-waarde bij 20 °C	12,0
Belangrijkste toepassingen	
Tandartspraktijk	•
Producteigenschappen	
Mediatype	Alkalisch reinigingsmiddel
Aggregatietoestand	Poeder
Inhoudsstoffen	Fosfaat, Niet-ionische tensides, Silicaten
Minimale opslagtemperatuur in °C	0
Maximale opslagtemperatuur in °C	30
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	268
Buitenmaat, nettobreedte in mm	265
Buitenmaat, nettodiepte in mm	265
Vulgewicht in g	10000
Brutogewicht in kg	10,44
Producteigenschappen	
Mediatype	Alkalisch reinigingsmiddel
Aggregatietoestand	Poeder
Inhoudsstoffen	Fosfaat, Niet-ionische tensides, Silicaten
Minimale opslagtemperatuur in °C	0
Maximale opslagtemperatuur in °C	30
Geschikt voor de machinale behandeling van instrumenten en accessoires	•
Geschikt voor standaardinstrumenten	•
Niet geschikt voor transmissie-instrumenten	•
Goed reinigingsvermogen	•
Hogere materiaalbescherming tegen corrosie	•
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	268
Buitenmaat, nettobreedte in mm	265
Buitenmaat, nettodiepte in mm	265
Vulgewicht in g	10000
Brutogewicht in kg	10
Conformiteiten, keurmerken	
CE	•
GHS/CLP-conform	•