

ProCare Dent 30 C - 1 l [Typ 2]

Neutralisatiemiddel, zuur, 1 l

voor het machinaal behandelen van tandheelkundige- en transmissie-instrumenten.



- Bijzonder geschikt voor hand- en hoekstukken
- Aangepast aan de procesverlopen in thermodesinfectoren van Miele
- Goede materiaalcompatibiliteit, fosfaatvrij
- Neutraliseert overgedragen alkaliesten
- Op basis van citroenzuur
- Combineerbaar met Miele zuigglansen dankzij wijde flessenhals

EAN: 4029577158071 / Materiaalnummer: 12796280 /

Oud Materiaalnummer: 66915103V1

Productcategorisatie	
Thermodesinfectoren	•
Mogelijkheden	
Verwijderen van kalk en andere in zuur oplosbare verontreinigingen	•
Aanbevolen dosering	
Aanbevolen dosering (per spoelcyclus)	1 ml/l (0,1%)
Aanbevolen dosering per spoelgang	1 ml/l (0,1%)
Grote opening voor doseerlans	•
Te gebruiken voor alle waterhardheden	•
Dosering	
pH-waarde bij 20 °C	1,0
Belangrijkste toepassingen	
Tandartspraktijk	•
Producteigenschappen	
Mediatype	Zuur neutralisatiemiddel
Aggregatietoestand	Vloeibaar concentraat
Inhoudsstoffen	Citroenzuur, Conserveringsmiddel
Minimale opslagtemperatuur in °C	-3
Maximale opslagtemperatuur in °C	30
Producteigenschappen	
Mediatype	Zuur neutralisatiemiddel
Aggregatietoestand	Vloeibaar concentraat
Inhoudsstoffen	
Minimale opslagtemperatuur in °C	-3
Maximale opslagtemperatuur in °C	30
Geschikt voor geanodiseerd aluminium	•
Geschikt voor standaardinstrumenten en hand- en hoekstukken	•
Vrij van tensiden	•
Zeer goede materiaalcompatibiliteit	•
Geschikt voor kwetsbare materialen	•
Neutralisatie van overgedragen alkaliresten	•
Zeer goed afspoelbaar	•
Vrij van fosforverbindingen	•
Voorkomen van kalkafzettingen in de spoelkamer	•
Niet geschikt voor transmissie-instrumenten	Geschikt voor standaard-/transmissie-instrumenten, Geschikt voor geanodiseerd aluminium, Zuurbestendig Spoelgoed en afvoer
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	242
Buitenmaat, nettobreedte in mm	107
Buitenmaat, nettodiepte in mm	58
Brutogewicht in kg	1
Inhoud in ml	1000

ProCare Dent 30 C - 1 l [Typ 2]

Neutralisatiemiddel, zuur, 1 l

voor het machinaal behandelen van tandheelkundige- en transmissie-instrumenten.



EAN: 4029577158071 / Materiaalnummer: 12796280 /

Oud Materiaalnummer: 66915103V1

Conformiteiten, keurmerken

CE

•

GHS/CLP-conform

•