

ProCare Dent 30 C - 1 l [Typ 1]

Neutralisatiemiddel, zuur, 1 l

voor het machinaal behandelen van tandheelkundige- en transmissie-instrumenten.



- Bijzonder geschikt voor hand- en hoekstukken
- Aangepast aan de procesverlopen in thermodesinfectoren van Miele
- Goede materiaalcompatibiliteit, fosfaatvrij
- Neutraliseert overgedragen alkaliresten
- Op basis van citroenzuur
- Gemakkelijker vullen in de deurdispenser dankzij de schenkulp

EAN: 4029577158057 / Materiaalnummer: 12796290 /
Oud Materiaalnummer: 66915203V1

Productcategorisatie	
Thermodesinfectoren	•
Reinigings- en desinfectieapparaten met grote capaciteit, tandheelkundig	•
Reinigings- en desinfectieapparaat, tandheelkundig	•
Mogelijkheden	
Verwijderen van kalk en andere in zuur oplosbare verontreinigingen	•
Dosering	
Aanbevolen dosering (per spoelcyclus)	1 ml/l (0,1%)
Kleine opening als schenkulp	•
Handmatige dosering	•
Te gebruiken voor alle waterhardheden	•
Belangrijkste toepassingen	
Tandartspraktijk	•
Producteigenschappen	
Mediatype	Zuur neutralisatiemiddel
Aggregatietoestand	Vloeibaar concentraat
Inhoudsstoffen	Citroenzuur, Conserveringsmiddel
pH-waarde bij 20 °C	1,0
Geschikt voor geanodiseerd aluminium	•
Geschikt voor kwetsbare materialen	•
Geschikt voor standaardinstrumenten en hand- en hoekstukken	•
Vrij van fosforverbindingen	•
Vrij van tensiden	•
Zeer goede materiaalcompatibiliteit	•
Zeer goed afspoelbaar	•
Voorkomen van kalkafzettingen in de spoelkamer	•
Neutralisatie van overgedragen alkaliresten	•
Opslaginstructies	
Minimale opslagtemperatuur in °C	-3
Maximale opslagtemperatuur in °C	30
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	241
Buitenmaat, nettobreedte in mm	106
Buitenmaat, nettodiepte in mm	58
Buitenmaat, brutohoogte in mm	245
Buitenmaat, brutobreedte in mm	60
Buitenmaat, brutodiepte in mm	105
Brutogewicht in kg	1
Inhoud in ml	1000
Conformiteiten, keurmerken	
CE	•
GHS/CLP-conform	•