

ProCare Dent 30 C - 5 l

Neutralisatiemiddel, zuur, 5 l

voor het machinaal behandelen van tandheelkundige- en transmissie-instrumenten.



- Bijzonder geschikt voor hand- en hoekstukken
- Aangepast aan de procesverlopen in thermodesinfectoren van Miele
- Goede materiaalcompatibiliteit, fosfaatvrij
- Neutraliseert overgedragen alkaliresten
- Op basis van citroenzuur

EAN: 4029577158033 / Materiaalnummer: 12796300 /

Oud Materiaalnummer: 66915303V1

Productcategorisatie	
Thermodesinfectoren	•
Mogelijkheden	
Verwijderen van kalk en andere in zuur oplosbare verontreinigingen	•
Aanbevolen dosering	
Aanbevolen dosering (per spoelcyclus)	1 ml/l (0,1%)
Aanbevolen dosering per spoelgang	1 ml/l (0,1%)
Grote opening voor doseerlans	•
Te gebruiken voor alle waterhardheden	•
Dosering	
pH-waarde bij 20 °C	1,0
Belangrijkste toepassingen	
Tandartspraktijk	•
Producteigenschappen	
Mediatype	Zuur neutralisatiemiddel
Aggregatietoestand	Vloeibaar concentraat
Inhoudsstoffen	Citroenzuur, Conserveringsmiddel
Minimale opslagtemperatuur in °C	-3
Maximale opslagtemperatuur in °C	30
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, brutodiepte in mm	150,00
Producteigenschappen	
Mediatype	Zuur neutralisatiemiddel
Aggregatietoestand	Vloeibaar concentraat
Inhoudsstoffen	
Minimale opslagtemperatuur in °C	-3
Maximale opslagtemperatuur in °C	30
Geschikt voor geanodiseerd aluminium	•
Geschikt voor standaardinstrumenten en hand- en hoekstukken	•
Vrij van tensiden	•
Zeer goede materiaalcompatibiliteit	•
Geschikt voor kwetsbare materialen	•
Neutralisatie van overgedragen alkaliresten	•
Zeer goed afspoelbaar	•
Vrij van fosforverbindingen	•
Voorkomen van kalkafzettingen in de spoelkamer	•
Niet geschikt voor transmissie-instrumenten	Geschikt voor standaard-/transmissie-instrumenten, Geschikt voor geanodiseerd aluminium, Zuurbestendig Spoelgoed en afvoer
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	217
Buitenmaat, nettobreedte in mm	142
Buitenmaat, nettodiepte in mm	248
Buitenmaat, brutohoogte in mm	250

ProCare Dent 30 C - 5 l

Neutralisatiemiddel, zuur, 5 l

voor het machinaal behandelen van tandheelkundige- en transmissie-instrumenten.



EAN: 4029577158033 / Materiaalnummer: 12796300 /

Oud Materiaalnummer: 66915303V1

Buitenmaat, brutobreedte in mm	190
Buitenmaat, brutodiepte in mm	150
Brutogewicht in kg	6
Inhoud in ml	5000
Conformiteiten, keurmerken	
CE	•
GHS/CLP-conform	•