

ProCare Dent 30 P - 1 l [Typ 1]

Neutralisatiemiddel, zuur, 1 l

voor de machinale behandeling van tandheelkundige instrumenten.



- Geschikt voor tandheelkundige instrumenten, niet voor transmissie-instrumenten
- Aangepast aan de procesverlopen in thermodesinfectoren van Miele
- Verwijdert aanloopkleuren en in zuur oplosbare verontreinigingen
- Neutraliseert overgedragen alkali-resten
- Op basis van fosforzuur
- Gemakkelijker vullen in de deurdispenser dankzij de schenkulp

EAN: 4029577158002 / Materiaalnummer: 12796350 /

Oud Materiaalnummer: 66914203V1

Productcategorisatie	
Thermodesinfectoren	•
Mogelijkheden	
Verwijderen van kalk en andere in zuur oplosbare verontreinigingen	•
Aanbevolen dosering	
Aanbevolen dosering (per spoelcyclus)	1 ml/l (0,1%)
Aanbevolen dosering per spoelgang	1 ml/l (0,1%)
Te gebruiken voor alle waterhardheden	•
Kleine opening als schenkulp	•
Dosering	
pH-waarde bij 20 °C	0,7
Belangrijkste toepassingen	
Tandartspraktijk	•
Producteigenschappen	
Mediatype	Zuur neutralisatiemiddel
Aggregatietoestand	Vloeibaar concentraat
Inhoudsstoffen	Fosforzuren, Citroenzuur
Minimale opslagtemperatuur in °C	-15
Maximale opslagtemperatuur in °C	30
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	241
Buitenmaat, nettobreedte in mm	106
Buitenmaat, nettodiepte in mm	58
Brutogewicht in kg	1,53
Inhoud in ml	1000
Producteigenschappen	
Mediatype	Zuur neutralisatiemiddel
Aggregatietoestand	Vloeibaar concentraat
Inhoudsstoffen	Fosforzuren,Citroenzuur
Minimale opslagtemperatuur in °C	-15
Maximale opslagtemperatuur in °C	30
Geschikt voor porselein/aardewerk	•
Geschikt voor standaardinstrumenten	•
Niet geschikt voor geanodiseerd aluminium	•
Niet geschikt voor lichte en non-ferrometalen	•
Niet geschikt voor verchroomde delen	•
Niet geschikt voor vernikkelde delen	•
Niet geschikt voor transmissie-instrumenten	•
Vrij van tensiden	•
Zeer goed afspoelbaar	•
Voorkomen van kalkafzettingen in de spoelkamer	•
Neutralisatie van overgedragen alkali-resten	•
Voorkomt corrosie	•
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	241
Buitenmaat, nettobreedte in mm	106
Buitenmaat, nettodiepte in mm	58

ProCare Dent 30 P - 1 l [Typ 1]

Neutralisatiemiddel, zuur, 1 l

voor de machinale behandeling van tandheelkundige instrumenten.



EAN: 4029577158002 / Materiaalnummer: 12796350 /

Oud Materiaalnummer: 66914203V1

Brutogewicht in kg	2
Inhoud in ml	1000
Conformiteiten, keurmerken	
CE	•
GHS/CLP-conform	•