

ProCare Dent 30 P - 5 l

Neutralisatiemiddel, zuur, 5 l

voor de machinale behandeling van tandheelkundige instrumenten.



- Geschikt voor tandheelkundige instrumenten, niet voor transmissie-instrumenten
- Aangepast aan de procesverlopen in thermodesinfectoren van Miele
- Verwijdert aanloopkleuren en in zuur oplosbare verontreinigingen
- Neutraliseert overgedragen alkaliresten
- Op basis van fosforzuur

EAN: 4029577157982 / Materiaalnummer: 12796360 /

Oud Materiaalnummer: 66914303V1

Productcategorisatie	
Thermodesinfectoren	•
Mogelijkheden	
Verwijderen van kalk en andere in zuur oplosbare verontreinigingen	•
Aanbevolen dosering	
Aanbevolen dosering (per spoelcyclus)	1 ml/l (0,1%)
Aanbevolen dosering per spoelgang	1 ml/l (0,1%)
Grote opening voor doseerlans	•
Te gebruiken voor alle waterhardheden	•
Dosering	
pH-waarde bij 20 °C	0,7
Belangrijkste toepassingen	
Tandartspraktijk	•
Producteigenschappen	
Mediatype	Zuur neutralisatiemiddel
Aggregatietoestand	Vloeibaar concentraat
Inhoudsstoffen	Fosforzuren, Citroenzuur
Minimale opslagtemperatuur in °C	-15
Maximale opslagtemperatuur in °C	30
Producteigenschappen	
Mediatype	Zuur neutralisatiemiddel
Aggregatietoestand	Vloeibaar concentraat
Inhoudsstoffen	Fosforzuren,Citroenzuur
Minimale opslagtemperatuur in °C	-15
Maximale opslagtemperatuur in °C	30
Geschikt voor porselein/aardewerk	•
Niet geschikt voor geanodiseerd aluminium	•
Niet geschikt voor verchroomde delen	•
Niet geschikt voor vernikkelde delen	•
Niet geschikt voor lichte en non-ferrometalen	•
Geschikt voor standaardinstrumenten	•
Voorkomt corrosie	•
Vrij van tensiden	•
Neutralisatie van overgedragen alkaliresten	•
Zeer goed afspoelbaar	•
Voorkomen van kalkafzettingen in de spoelkamer	•
Niet geschikt voor transmissie-instrumenten	Geschikt voor standaardinstrumenten, Niet geschikt voor lichte/non-ferrometalen, Niet geschikt voor verchroomde Onderdelen, Niet geschikt voor vernikkelde Onderdelen, Niet geschikt voor geanodiseerd Aluminium, Niet geschikt voor transmissie-instrumenten, Geschikt voor porselein/aardewerk

ProCare Dent 30 P - 5 l

Neutralisatiemiddel, zuur, 5 l

voor de machinale behandeling van tandheelkundige instrumenten.



EAN: 4029577157982 / Materiaalnummer: 12796360 /

Oud Materiaalnummer: 66914303V1

Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	217
Buitenmaat, nettobreedte in mm	142
Buitenmaat, nettodiepte in mm	248
Brutogewicht in kg	8
Inhoud in ml	5000
Conformiteiten, keurmerken	
CE	•
GHS/CLP-conform	•