

ProCare Dent 40 - 1 l [Typ 1]

Naspoelmiddel, 1 l

voor het machinaal behandelen van tandheelkundige- en transmissie-instrumenten.



- Geschikt voor tandheelkundige en transmissie-instrumenten
- Aangepast aan de procesverlopen in thermodesinfectoren van Miele
- Verbetert en versnelt het drogen
- Neutraliseert overgedragen alkaliresten
- Gemakkelijker vullen in de deurdispenser dankzij de schenkhulp

EAN: 4029577158095 / Materiaalnummer: 12796390 /

Oud Materiaalnummer: 66917103V1

Productcategorisatie	
Thermodesinfectoren	•
Aanbevolen dosering	
Aanbevolen dosering (per spoelcyclus)	0,3 ml/l (0,03%)
Aanbevolen dosering per spoelgang	0,3 ml/l (0,03%)
Te gebruiken voor alle waterhardheden	•
Kleine opening als schenkhulp	•
Dosering	
pH-waarde bij 20 °C	2,0
Belangrijkste toepassingen	
Tandartspraktijk	•
Producteigenschappen	
Mediatype	Naglansmiddel.
Aggregatietoestand	Vloeibaar concentraat
Inhoudsstoffen	Conserveringsmiddel, Tensiden, Citroenzuur
Minimale opslagtemperatuur in °C	0
Maximale opslagtemperatuur in °C	30
Producteigenschappen	
Mediatype	Naglansmiddel.
Aggregatietoestand	Vloeibaar concentraat
Inhoudsstoffen	Conserveringsmiddel, Tensiden, Citroenzuur
Minimale opslagtemperatuur in °C	0
Maximale opslagtemperatuur in °C	30
Geschikt voor porselein/aardewerk	•
Geschikt voor standaardinstrumenten en hand- en hoekstukken	•
Geschikt voor alle metalen die in medische hulpmiddelen worden gebruikt	•
Verbetert en verkort het droogproces	•
Neutralisatie van overgedragen alkaliresten	•
Niet geschikt voor transmissie-instrumenten	Geschikt voor standaard-/transmissie-instrumenten, Geschikt voor porselein/aardewerk, Voor alle metalen in medische hulpmiddelen
Voorkomen van watervlekken	•
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	241
Buitenmaat, nettobreedte in mm	106
Buitenmaat, nettodiepte in mm	58
Brutogewicht in kg	1
Inhoud in ml	1000
Conformiteiten, keurmerken	
CE	•
GHS/CLP-conform	•