

Boost CX1 Blue Pulse
Stofzuiger zonder zak
voor maximaal zuigvermogen in een compact ontwerp.



- In hoogte verstelbare EasySlide-telescopische zuigbuis
- Blijft altijd op het spoor dankzij TrackDrive
- Krachtige reinigingscapaciteit door Vortex-technologie
- Veelzijdig inzetbaar – Universele zuigmond
- Houdt zelfs kleinste deeltjes tegen – Hygiene AirClean Filter

EAN: 4002516897026 / Materiaalnummer: 12831350 /
Oud Materiaalnummer: 41NRF340CE

Model	
Sledestofzuiger zonder stofzuigerzak	•
Productnaam	Boost CX1
Motorvariant	PowerLine
Typeaanduiding	SNRF3
Model en design	
Kleur apparaat	Obsidiaanzwart
Reiniging	
Vortex-technologie	•
Bedieningsgemak	
Elektronische zuigkrachtregeling	Draaiknop met 4 standen
Ergonomische draagbeugel	•
Ergonomische handgreep	•
Parkeersysteem voor het opbergen	aan 1 kant
Mobiliteit	
TrackDrive	•
Actieradius in m	10
Snoerlengte in m	6,5
Filtersysteem	
Uitblaasfilter	Hygiëne AirClean-filter
Technische gegevens	
Vermogen	890
Volume in dB	78,0
Breedte in mm	400
Hoogte in mm	280
Gewicht in kg	7,8
Nominaal vermogen in W	890
Meegeleverde accessoires	
Meubelzuigmond	•
Kierenborstel	•
Reliëfborstel	•
Zuigmond SBD 355-3	•
Reinigingsborstel	Nee