

DOS K 85/1 comfort NWE

Doseermodule voor reservoir van 5 l

voor de autom. dosering vloeibare reinigingsmiddelen, met niveaudetectie.



- Doseercontrole – grote procesveiligheid volgens DIN EN ISO 15883
- Voor dosering van vloeibaar reinigingsmiddel/neutralisatiemiddel
- 214 mm mm zuiglans voor jerrycans van 5 l
- Ombouw zuiglansen voor jerrycans 10–30 l verkrijgbaar via Miele

EAN: 4002516913986 / Materiaalnummer: 12831620 /
Oud Materiaalnummer: 69747551NWE

Productcategorisatie	
Reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Thermodesinfectoren	•
Reinigingsautomaten en desinfectoren, medisch	•
Accessoires bij apparatuur	
PLW 8683	•
PLW 8693	•
PLW 8683 [Safety]	•
PLW 8693 [Safety]	•
PWD 8682	•
PWD 8692	•
Productcategorie	
Doseersysteem	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal, Kunststof
Kleur	Roestvast staal, Wit, Zwart
Lengte van de zuiglans in mm	214
Standaard elektrische aansluiting	
Aantal fasen	1
Nuldraad	N
AC/DC	AC
Spanning in V	200-230
Frequentie in Hz	50
Totale aansluitwaarde in kW	0,01
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, brutohoogte in mm	155
Buitenmaat, brutobreedte in mm	200
Buitenmaat, brutodiepte in mm	475
Nettogewicht in kg	1,83
Brutogewicht in kg	2,05