

ProCare Tex 11 - 800 g

Universeel wasmiddel, poedervormig reinigingsmiddel, mild-alkalisch, 800 kg voor het reinigen van wit wasgoed en kleurechte bonte was.



- Voor gebruik in Miele Professional wasmachines
- Bijzonder effectief ook al bij lage temperaturen
- Biologisch werkzame enzymen, bevat actieve zuurstof
- Zeer goed vuil- en vetoplossend vermogen

EAN: 4002516900078 / Materiaalnummer: 12833700 /
Oud Materiaalnummer: 59705401V1

Productcategorisatie	
Wasmachines	•
Dosering	
Doseerconcentratie kan worden aangepast	•
Handmatige dosering	•
Te gebruiken bij alle waterhardheden	•
Producteigenschappen	
Mediatype	Universeel wasmiddel
Alkaliteit	Alkalisch
Aggregatietoestand	Poedervormig reinigingsmiddel
Inhoudsstoffen	Actieve zuurstof, Alkalinen, Enzymen, Optische witmakers, Zeolieten
pH-waarde bij 20 °C	10,0-11,0
Verbeterde reinigingscapaciteit dankzij enzymen	•
Fosfaatvrij	•
Effectief bij temperaturen van 30–90 °C	•
Bijzonder effectief bij lage temperaturen	•
Vrij van microplastic	•
Eenvoudige bediening	•
Waswerking	
Verwijdering van vuil	•
Verwijdering van eiwitten	•
Verwijdering van vet	•
Bleekwerking	•
Gebruik	
Zelfbedieningssystemen	•
Hotels en pensions	•
Spa, wellness en sport	•
Scholen en kinderopvang	•
Ambachtelijke bedrijven	•
Zorginstellingen	•
Dokterspraktijken en ziekenhuizen	•
Restaurants, bars en catering	•
Opslaginstructies	
Minimale opslagtemperatuur in °C	0
Maximale opslagtemperatuur in °C	40
Droog en vorstvrij bewaren	•
Na gebruik van deelhoeveelheden de container onmiddellijk weer sluiten	•
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	150
Buitenmaat, nettobreedte in mm	120
Buitenmaat, nettodiepte in mm	120
Buitenmaat, brutohoogte in mm	125
Buitenmaat, brutobreedte in mm	125
Buitenmaat, brutodiepte in mm	160
Vulgewicht in g	800

ProCare Tex 11 - 800 g

Universeel wasmiddel, poedervormig reinigingsmiddel, mild-alkalisch, 800 kg voor het reinigen van wit wasgoed en kleurechte bonte was.



EAN: 4002516900078 / Materiaalnummer: 12833700 /
Oud Materiaalnummer: 59705401V1

Brutogewicht in kg

0,91 kg

Conformiteiten, keurmerken

GHS/CLP-conform

•