

ProCare Tex 11 COL - 500 g

Bontewasmiddel, poedervormig reinigingsmiddel, mild alkalisch, 500 kg voor behoud van kleur en reiniging van de bonte was.



- Voor gebruik in Miele Professional wasmachines
- Sterk geconcentreerd bontwasmiddel
- Vuil- en vetoplossend, behoedzame omgang met het materiaal en behoud van kleur
- Volledige waskracht al bij 30 °C
- Zeer goede bescherming tegen het afgeven van kleuren
- Dermatologisch getest

EAN: 4002516900085 / Materiaalnummer: 12833710 /

Oud Materiaalnummer: 59710401V1

Productcategorisatie	
Wasmachines	•
Dosering	
Handmatige dosering	•
Te gebruiken bij alle waterhardheden	•
Producteigenschappen	
Mediatype	Bontwasmiddel
Alkaliteit	Mild alkalisch
Aggregatietoestand	Poedervormig reinigingsmiddel
Inhoudsstoffen	Tensides, Geurstoffen, Enzymen, Chelaatvormers
pH-waarde bij 20 °C	10,5
Biologisch afbreekbaar	•
Biologisch effectief door speciale enzymen	•
Fosfaatvrij	•
Bijzonder effectief bij lage temperaturen	•
Al zeer effectief bij temperaturen vanaf 40 °C	•
Korte inwerktijd	•
Hoog waseffect bij een lage dosering	•
Absoluut residuvrije ontbinding	•
Vrij van microplastic	•
Eenvoudige bediening	•
Optimale toevoeging voor alle wasmiddelen	•
Waswerking	
Verwijdering van vuil	•
Verwijdering van eiwitten	•
Verwijdering van vet	•
Antistatische werking	•
Gebruik	
Zelfbedieningssystemen	•
Hotels en pensions	•
Spa, wellness en sport	•
Scholen en kinderopvang	•
Ambachtelijke bedrijven	•
Zorginstellingen	•
Dokterspraktijken en ziekenhuizen	•
Restaurants, bars en catering	•
Opslaginstructies	
Minimale opslagtemperatuur in °C	-20
Maximale opslagtemperatuur in °C	40
Droog en vorstvrij bewaren	•
Na gebruik van deelt hoeveelheden de container onmiddellijk weer sluiten	•
Kan na het ontdooien zonder kwaliteitsverlies worden gebruikt	•
Minimale houdbaarheid in maanden	24
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	124

ProCare Tex 11 COL - 500 g

Bontewasmiddel, poedervormig reinigingsmiddel, mild alkalisch, 500 kg voor behoud van kleur en reiniging van de bonte was.



EAN: 4002516900085 / Materiaalnummer: 12833710 /

Oud Materiaalnummer: 59710401V1

Buitenmaat, nettobreedte in mm	118
Buitenmaat, nettodiepte in mm	118
Buitenmaat, brutohoogte in mm	12
Buitenmaat, brutobreedte in mm	300
Buitenmaat, brutodiepte in mm	400
Vulgewicht in g	500
Brutogewicht in kg	0,56 kg

Conformiteiten, keurmerken

GHS/CLP-conform

•