

E 315/1

VE wegwerphars

voor de regeneratie van patronen voor volledige demineralisatie



- Om in de lege patroon LP 2800/1 te plaatsen
- 20 liter homogeen gemengde harsen
- Doos met 2 zakken à 10 liter
- Vacuümdicht in kunststof zakken verpakt
- Inclusief filterzak voor vervanging

EAN: 4002516957515 / Materiaalnummer: 12945010 /

Oud Materiaalnummer: 69431502D

Productcategorisatie	
Professionele vaatwassers met verswaterspoelsysteem	•
Professionele vaatwassers met tankspoelsysteem	•
Doorschuifmodel professionele vaatwassers met tankspoelsysteem	•
Reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Thermodesinfectoren	•
Reinigingsautomaten en desinfectoren, medisch	•
Accessoires bij apparatuur	
PG 8067	•
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8063	•
PG 8164	•
PG 8165	•
PG 8166	•
PG 8169	•
PG 8172	•
PG 8172 Eco	•
PTD 901	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•

E 315/1

VE wegwerphars

voor de regeneratie van patronen voor volledige demineralisatie



EAN: 4002516957515 / Materiaalnummer: 12945010 /

Oud Materiaalnummer: 69431502D

PFD 407	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
PTD 701	•
PTD 702	•
PTD 703	•
PTD 704	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PWD 8682	•
PWD 8682 C	•
PWD 8692	•
Productcategorie	
Waterbehandeling	•
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, brutohoogte in mm	285
Buitenmaat, brutobreedte in mm	260
Buitenmaat, brutodiepte in mm	440
Nettogewicht in kg	13,77
Brutogewicht in kg	14,26