

ProCare Lab 10 AO - 5 l

vloeibaar reinigingsmiddel, alkalisch, 5 l

voor speciale machinale reiniging van laboratoriumglaswerk en -gerei.



- Aanwijzingen voor het gebruik van reinigingsmiddelen met actief chloor*
- Oxiderende werking, vrij van tensides
- Speciaal ontwikkeld voor Miele Professionaal reinigings- en desinfectieapparaten
- Geschikt voor roestvrij staal, laboratoriumglaswerk, keramiek, kunststof
- Goede reiniging van organische vervuiling

* Bij het gebruik van reinigingsmiddelen met actief chloor moet worden rekening gehouden met snellere slijtage van organische materialen, zoals bijvoorbeeld kunststoffen en elastomeren, in het reinigings- en desinfectieapparaat. In de reinigingsfase met chloorhoudende reinigingsmiddelen moet een maximale temperatuur van 75 °C worden aangehouden en niet worden overschreden. Om deze verhoogde slijtage tegen te gaan, raadt Miele nadrukkelijk jaarlijks onderhoud van het apparaat aan of onderhoud na 1000 bedrijfsuren.

Zonder onderhoud kunnen garantieclaims nietig worden verklaard.

Neem op tijd contact op met Miele Service of laat een aanbieding voor een onderhoudscontract opstellen.

EAN: 4029577160135 / Materiaalnummer: 12958880 /

Oud Materiaalnummer: 62926102V1

Productcategorisatie	
Laboratoriumspoelmachines	•
Grote laboratoriumspoelmachines	•
Mogelijkheden	
Verwijderen van eiwit	•
Verwijderen van bloed	•
Verwijderen van voedingsbodemresten	•
Verwijderen van organische resten	•
Verwijderen van resten van weefsel- en celculturen	•
Verwijderen van radioactieve bestanddelen	•
Verwijderen van algen	•
Dosering	
Doseeradvies per wasprogramma	2–4 ml/l (0,2–0,4%)
Grote opening voor doseerlans	•
Automatische dosering	•
Aanbevolen waterhardheid in mmol/l	0–1
Belangrijkste toepassingen	
Microbiologische laboratoria	•
Virologische laboratoria	•
Nucleairgeneeskundige laboratoria	•
Laboratoria voor de voedingsindustrie	•
Verfindustrie	•
Producteigenschappen	
Mediatype	Alkalisch reinigingsmiddel
Aggregatietoestand	Vloeibaar concentraat
Inhoudsstoffen	Kaliumhydroxide, Bleekmiddelen op chloorbasis, Fosfaat
pH-waarde bij 20 °C	14,0
Geschikt voor kunststof	•
Geschikt voor roestvrij staal	•
Geschikt voor laboratoriumglaswerk	•
Geschikt voor keramiek	•
Niet geschikt voor aluminium	•
Niet geschikt voor lichte en non-ferrometalen	•
Niet geschikt voor legeringen van lichte metalen	•
Oxidatieve werking door actief chloor	•
Oxiderende werking	•
Opslaginstructies	
Minimale opslagtemperatuur in °C	0
Maximale opslagtemperatuur in °C	25
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	217
Buitenmaat, nettobreedte in mm	142
Buitenmaat, nettodiepte in mm	248
Buitenmaat, brutohoogte in mm	250
Buitenmaat, brutobreedte in mm	190
Buitenmaat, brutodiepte in mm	150

ProCare Lab 10 AO - 5 l

vloeibaar reinigingsmiddel, alkalisch, 5 l

voor speciale machinale reiniging van laboratoriumglaswerk en -gerei.



EAN: 4029577160135 / Materiaalnummer: 12958880 /

Oud Materiaalnummer: 62926102V1

Brutogewicht in kg	7,00
--------------------	------

Inhoud in ml	5000
--------------	------

Conformiteiten, keurmerken	
-----------------------------------	--

GHS/CLP-conform	•
-----------------	---