

ProCare Lab 10 AP - 10 l

vloeibaar reinigingsmiddel, alkalisch, 10 l

voor universele machinale reiniging van laboratoriumglaswerk en -gerei.



- Alkalisch reinigingsmiddel met een hoog percentage dispergeermiddelen
- Vrij van tensides, fosfaten en oxidatiemiddelen
- Speciaal ontwikkeld voor Miele Professional reinigings- en desinfectieapparaten
- Geschikt voor roestvrij staal, laboratoriumglaswerk, keramiek, kunststof
- Voor het reinigen van hardnekkige of ingedroogde resten

EAN: 4029577160159 / Materiaalnummer: 12958920 /

Oud Materiaalnummer: 62924202V1

Productcategorisatie	
Laboratoriumspoelmachines	•
Grote laboratoriumspoelmachines	•
Mogelijkheden	
Verwijderen van vet	•
Verwijderen van olie	•
Verwijderen van organische resten	•
Dosering	
Doseeradvies per wasprogramma	2–4 ml/l (0,2–0,4%)
Grote opening voor doseerlans	•
Automatische dosering	•
Aanbevolen waterhardheid in mmol/l	0–0,5
Belangrijkste toepassingen	
Medische laboratoria	•
Biologische laboratoria	•
Microbiologische laboratoria	•
Chemische laboratoria	•
Waterlaboratoria	•
Laboratoria voor de voedingsindustrie	•
Laboratoria voor de cosmetische industrie	•
Laboratoria voor de aardolie-sector	•
Industriële laboratoria	•
Fosfaatindustrie	•
Verfindustrie	•
Farmaceutische laboratoria	•
Producteigenschappen	
Mediatype	Alkalisch reinigingsmiddel
Aggregatietoestand	Vloeibaar concentraat
Inhoudsstoffen	Kaliumhydroxide, Polycarboxylaten
pH-waarde bij 20 °C	14,0
Geschikt voor kunststof	•
Geschikt voor roestvrij staal	•
Geschikt voor laboratoriumglaswerk	•
Geschikt voor keramiek	•
Niet geschikt voor aluminium	•
Niet geschikt voor lichte en non-ferrometalen	•
Niet geschikt voor legeringen van lichte metalen	•
Vrij van oxidatiemiddelen	•
Vrij van fosfaten	•
Vrij van tensiden	•
Goed reinigingsvermogen	•
Hoger aandeel oplosmiddelen	•
Opslaginstructies	
Minimale opslagtemperatuur in °C	0
Maximale opslagtemperatuur in °C	30
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	308

ProCare Lab 10 AP - 10 l

vloeibaar reinigingsmiddel, alkalisch, 10 l

voor universele machinale reiniging van laboratoriumglaswerk en -gerei.



EAN: 4029577160159 / Materiaalnummer: 12958920 /

Oud Materiaalnummer: 62924202V1

Buitenmaat, nettobreedte in mm	191
Buitenmaat, nettodiepte in mm	234
Buitenmaat, brutohoogte in mm	320
Buitenmaat, brutobreedte in mm	230
Buitenmaat, brutodiepte in mm	190
Brutogewicht in kg	13,50
Inhoud in ml	10000

Conformiteiten, keurmerken

GHS/CLP-conform

•