

## ProCare Lab 10 AT - 5 l

vloeibaar reinigingsmiddel, alkalisch, 5 l

voor intensieve machinale reiniging van laboratoriumglaswerk en -gerei.



- Alkalisch reinigingsmiddel met tensides
- Vrij van fosfaten, oxidatiemiddelen en silicaten
- Speciaal ontwikkeld voor Miele Professional reinigungs- en desinfectieapparaten
- Geschikt voor roestvrij staal, laboratoriumglaswerk, keramiek, kunststof
- Goede reiniging van oliën, vetten, harsen en organische kleurstoffen

EAN: 4029577160166 / Materiaalnummer: 12959960 /

Oud Materiaalnummer: 62925102V1

| Productcategorisatie                             |                                              |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Laboratoriumspoelmachines                        | •                                            |
| Grote laboratoriumspoelmachines                  | •                                            |
| Mogelijkheden                                    |                                              |
| Verwijderen van vet                              | •                                            |
| Verwijderen van olie                             | •                                            |
| Verwijderen van hars                             | •                                            |
| Verwijderen van organische resten                | •                                            |
| Dosering                                         |                                              |
| Doseeradvies per wasprogramma                    | 2–4 ml/l (0,2–0,4%)                          |
| Grote opening voor doseerlans                    | •                                            |
| Automatische dosering                            | •                                            |
| Te gebruiken voor alle waterhardheden            | •                                            |
| Belangrijkste toepassingen                       |                                              |
| Biologische laboratoria                          | •                                            |
| Chemische laboratoria                            | •                                            |
| Waterlaboratoria                                 | •                                            |
| Laboratoria voor de voedingsindustrie            | •                                            |
| Laboratoria voor de cosmetische industrie        | •                                            |
| Laboratoria voor de aardoliesector               | •                                            |
| Industriële laboratoria                          | •                                            |
| Verfindustrie                                    | •                                            |
| Farmaceutische laboratoria                       | •                                            |
| Producteigenschappen                             |                                              |
| Mediatype                                        | Alkalisch reinigingsmiddel                   |
| Aggregatietoestand                               | Vloeibaar concentraat                        |
| Inhoudsstoffen                                   | Natriumhydroxide, Polycarboxylaten, Tensiden |
| pH-waarde bij 20 °C                              | 14,0                                         |
| Geschikt voor kunststof                          | •                                            |
| Geschikt voor roestvrij staal                    | •                                            |
| Geschikt voor porselein/aardewerk                | •                                            |
| Geschikt voor laboratoriumglaswerk               | •                                            |
| Niet geschikt voor aluminium                     | •                                            |
| Niet geschikt voor lichte en non-ferrometalen    | •                                            |
| Niet geschikt voor legeringen van lichte metalen | •                                            |
| Vrij van oxidatiemiddelen                        | •                                            |
| Vrij van fosfaten                                | •                                            |
| Vrij van silicaten                               | •                                            |
| Vrij van microplastic                            | •                                            |
| Goed reinigingsvermogen                          | •                                            |
| Sterke emulgerende en oplossende werking         | •                                            |
| Intensieve reinigingsmiddelen met tensiden       | •                                            |
| Opslaginstructies                                |                                              |
| Minimale opslagtemperatuur in °C                 | 0                                            |
| Maximale opslagtemperatuur in °C                 | 30                                           |
| Afmetingen en gewicht                            |                                              |
| Buitenmaat, nettohoogte in mm                    | 217                                          |

## ProCare Lab 10 AT - 5 l

vloeibaar reinigingsmiddel, alkalisch, 5 l

voor intensieve machinale reiniging van laboratoriumglaswerk en -gerei.



EAN: 4029577160166 / Materiaalnummer: 12959960 /

Oud Materiaalnummer: 62925102V1

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| Buitenmaat, nettobreedte in mm | 142  |
| Buitenmaat, nettodiepte in mm  | 248  |
| Buitenmaat, brutohoogte in mm  | 250  |
| Buitenmaat, brutobreedte in mm | 190  |
| Buitenmaat, brutodiepte in mm  | 150  |
| Brutogewicht in kg             | 6,50 |
| Inhoud in ml                   | 5000 |

### Conformiteiten, keurmerken

GHS/CLP-conform

•