

ProCare Lab 10 MA - 5 l

vloeibaar reinigingsmiddel, alkalisch, 5 l

voor materiaalbesparende, machinale reiniging van laboratoriumglasw. en -gerei.



- Universeel alkalisch reinigingsmiddel
- Vrij van oxidatiemiddelen en tensiden
- Speciaal ontwikkeld voor Miele Professional reinigungs- en desinfectieapparaten
- Geschikt voor roestvrij staal, laboratoriumglaswerk, keramiek, kunststof
- Effectieve reiniging voor lichte tot medium vervuiling

EAN: 4029577160180 / Materiaalnummer: 12959990 /

Oud Materiaalnummer: 62923102V1

Productcategorisatie	
Laboratoriumspoelmachines	•
Grote laboratoriumspoelmachines	•
Mogelijkheden	
Verwijderen van eiwit	•
Verwijderen van bloed	•
Verwijderen van voedingsbodemresten	•
Verwijderen van organische resten	•
Dosering	
Doseeradvies per wasprogramma	2–4 ml/l (0,2–0,4%)
Grote opening voor doseerlans	•
Automatische dosering	•
Te gebruiken voor alle waterhardheden	•
Belangrijkste toepassingen	
Medische laboratoria	•
Biologische laboratoria	•
Chemische laboratoria	•
Waterlaboratoria	•
Laboratoria voor de voedingsindustrie	•
Laboratoria voor de cosmetische industrie	•
Serologische laboratoria	•
Farmaceutische laboratoria	•
Producteigenschappen	
Mediatype	Alkalisch reinigingsmiddel
Aggregatietoestand	Vloeibaar concentraat
Inhoudsstoffen	Kaliumhydroxide, Fosfaat, Silicaten
pH-waarde bij 20 °C	14,0
Geschikt voor kunststof	•
Geschikt voor roestvrij staal	•
Geschikt voor laboratoriumglaswerk	•
Geschikt voor keramiek	•
Minder geschikt voor non-ferrometalen	•
Beperkt geschikt voor aluminium	•
Niet geschikt voor aluminium	•
Niet geschikt voor legeringen van lichte metalen	•
Niet geschikt voor lichte metalen	•
Vrij van oxidatiemiddelen	•
Vrij van tensiden	•
Goed reinigingsvermogen	•
Zeer behoedzame reiniging van materiaal	•
Veelzijdig	•
Opslaginstructies	
Minimale opslagtemperatuur in °C	-15
Maximale opslagtemperatuur in °C	30
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	217
Buitenmaat, nettobreedte in mm	142

ProCare Lab 10 MA - 5 l

vloeibaar reinigingsmiddel, alkalisch, 5 l

voor materiaalbesparende, machinale reiniging van laboratoriumglasw. en -gerei.



EAN: 4029577160180 / Materiaalnummer: 12959990 /

Oud Materiaalnummer: 62923102V1

Buitenmaat, nettodiepte in mm	248
Buitenmaat, brutohoogte in mm	250
Buitenmaat, brutobreedte in mm	190
Buitenmaat, brutodiepte in mm	150
Brutogewicht in kg	8,00
Inhoud in ml	5000
Conformiteiten, keurmerken	
GHS/CLP-conform	•