

ProCare Lab 30 C - 5 l

Neutralisatiemiddel, op basis van citroenzuur, zuur, 5 l

voor materiaalbesparende, machinale reiniging van laboratoriumglasw. en -gerei.



- Te gebruiken als neutralisatiemiddel of zuur voorreinigingsmiddel
- Vrij van tensides, en fosfaten
- Speciaal ontwikkeld voor Miele Professional reinigings- en desinfectieapparaten
- Geschikt voor roestvrij staal, laboratoriumglaswerk, keramiek, kunststof
- Verwijdert in zuren oplosbare residuen van gevoelige materialen

EAN: 4029577160227 / Materiaalnummer: 12960630 /

Oud Materiaalnummer: 62927102V1

Productcategorisatie	
Laboratoriumspoelmachines	•
Grote laboratoriumspoelmachines	•
Mogelijkheden	
Verwijderen van kalk en andere in zuur oplosbare verontreinigingen	•
Dosering	
Doseeradvies per wasprogramma	1–5 ml/l (0,1–0,5%)
Grote opening voor doseerlans	•
Automatische dosering	•
Te gebruiken voor alle waterhardheden	•
Belangrijkste toepassingen	
Medische laboratoria	•
Biologische laboratoria	•
Microbiologische laboratoria	•
Chemische laboratoria	•
Waterlaboratoria	•
Laboratoria voor de voedingsindustrie	•
Laboratoria voor de cosmetische industrie	•
Laboratoria in de fosfaatindustrie	•
Farmaceutische laboratoria	•
Producteigenschappen	
Mediatype	Zuur neutralisatiemiddel
Aggregatietoestand	Vloeibaar concentraat
Inhoudsstoffen	Citroenzuur, Conserveringsmiddelen
pH-waarde bij 20 °C	1,0
Geschikt voor kunststof	•
Geschikt voor roestvrij staal	•
Geschikt voor laboratoriumglaswerk	•
Geschikt voor keramiek	•
Geschikt voor kwetsbare materialen	•
Geschikt voor neutralisatie van niet-geanodiseerd aluminium	•
Niet geschikt voor geanodiseerd aluminium	•
Niet geschikt voor legeringen van lichte metalen	•
Niet geschikt voor zure voorreiniging van niet-geanodiseerd aluminium	•
Vrij van fosfaten	•
Vrij van tensiden	•
Zeer behoedzame reiniging van materiaal	•
Zure voorreiniging	•
Neutralisatie van overgedragen alkaliresten	•
Opslaginstructies	
Minimale opslagtemperatuur in °C	-3
Maximale opslagtemperatuur in °C	30
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	217
Buitenmaat, nettobreedte in mm	142

ProCare Lab 30 C - 5 l

Neutralisatiemiddel, op basis van citroenzuur, zuur, 5 l

voor materiaalbesparende, machinale reiniging van laboratoriumglasw. en -gerei.



EAN: 4029577160227 / Materiaalnummer: 12960630 /

Oud Materiaalnummer: 62927102V1

Buitenmaat, nettodiepte in mm	248
Buitenmaat, brutohoogte in mm	250
Buitenmaat, brutobreedte in mm	190
Buitenmaat, brutodiepte in mm	150
Brutogewicht in kg	6,50
Inhoud in ml	5000
Conformiteiten, keurmerken	
GHS/CLP-conform	•