

ProCare Lab 30 P - 5 l

Neutralisatiemiddel, op basis van fosforzuur, zuur, 5 l
voor machinale reiniging van laboratoriumglaswerk en -gerei.



- Te gebruiken als neutralisatiemiddel of zuur voorreinigingsmiddel
- Bevat geen tensides
- Speciaal ontwikkeld voor Miele Professional reinigings- en desinfectieapparaten
- Geschikt voor roestvrij staal, laboratoriumglaswerk, keramiek, kunststof
- Verwijdert hardnekkige resten die oplosbaar zijn in zuren

EAN: 4029577160241 / Materiaalnummer: 12960700 /
Oud Materiaalnummer: 62928102V1

Productcategorisatie

Laboratoriumspoelmachines	•
Grote laboratoriumspoelmachines	•

Mogelijkheden

Verwijderen van kalk en andere in zuur oplosbare verontreinigingen	•
--	---

Dosering

Doseeradvies per wasprogramma	1–4 ml/l (0,1–0,4%)
Grote opening voor doseerlans	•
Automatische dosering	•
Te gebruiken voor alle waterhardheden	•

Belangrijkste toepassingen

Medische laboratoria	•
Biologische laboratoria	•
Microbiologische laboratoria	•
Chemische laboratoria	•
Laboratoria voor de voedingsindustrie	•
Laboratoria voor de cosmetische industrie	•
Laboratoria voor de aardolie sector	•
Industriële laboratoria	•
Farmaceutische laboratoria	•

Producteigenschappen

Mediatype	Zuur neutralisatiemiddel
Aggregatietoestand	Vloeibaar concentraat
Inhoudsstoffen	Fosfaat, Fosforzuur, Citroenzuur
pH-waarde bij 20 °C	0,7
Geschikt voor kunststof	•
Geschikt voor roestvrij staal	•
Geschikt voor laboratoriumglaswerk	•
Geschikt voor keramiek	•
Niet geschikt voor aluminium	•
Niet geschikt voor lichte en non-ferrometalen	•
Niet geschikt voor legeringen van lichte metalen	•
Vrij van tensiden	•
Zure voorreiniging	•
Zeer goed afspoelbaar	•
Neutralisatie van overgedragen alkaliresten	•

Opslaginstructies

Minimale opslagtemperatuur in °C	-15
Maximale opslagtemperatuur in °C	30

Afmetingen en gewicht

Buitenmaat, nettohoogte in mm	217
Buitenmaat, nettobreedte in mm	142
Buitenmaat, nettodiepte in mm	248
Buitenmaat, brutohoogte in mm	200
Buitenmaat, brutobreedte in mm	140
Buitenmaat, brutodiepte in mm	240

ProCare Lab 30 P - 5 l

Neutralisatiemiddel, op basis van fosforzuur, zuur, 5 l
voor machinale reiniging van laboratoriumglaswerk en -gerei.



EAN: 4029577160241 / Materiaalnummer: 12960700 /
Oud Materiaalnummer: 62928102V1

Brutogewicht in kg	8,00
--------------------	------

Inhoud in ml	5000
--------------	------

Conformiteiten, keurmerken

GHS/CLP-conform	•
-----------------	---