

ProCare Lab 30 P - 12 kg

Neutralisatiemiddel, op basis van fosforzuur, zuur, 12 kg
voor machinale reiniging van laboratoriumglaswerk en -gerei.



- Te gebruiken als neutralisatiemiddel of zuur voorreinigingsmiddel
- Bevat geen tensides
- Speciaal ontwikkeld voor Miele Professional reinigings- en desinfectieapparaten
- Geschikt voor roestvrij staal, laboratoriumglaswerk, keramiek, kunststof
- Verwijdert hardnekkige resten die oplosbaar zijn in zuren

EAN: 4029577160258 / Materiaalnummer: 12960770 /
Oud Materiaalnummer: 62928202V1

Productcategorisatie	
Laboratoriumspoelmachines	•
Grote laboratoriumspoelmachines	•
Mogelijkheden	
Verwijderen van kalk en andere in zuur oplosbare verontreinigingen	•
Dosering	
Doseeradvies per wasprogramma	1–4 ml/l (0,1–0,4%)
Grote opening voor doseerlans	•
Automatische dosering	•
Te gebruiken voor alle waterhardheden	•
Belangrijkste toepassingen	
Medische laboratoria	•
Biologische laboratoria	•
Microbiologische laboratoria	•
Chemische laboratoria	•
Laboratoria voor de voedingsindustrie	•
Laboratoria voor de cosmetische industrie	•
Laboratoria voor de aardolie sector	•
Industriële laboratoria	•
Farmaceutische laboratoria	•
Producteigenschappen	
Mediatype	Zuur neutralisatiemiddel
Aggregatietoestand	Vloeibaar concentraat
Inhoudsstoffen	Fosfaat, Fosforzuur, Citroenzuur
pH-waarde bij 20 °C	0,7
Geschikt voor kunststof	•
Geschikt voor roestvrij staal	•
Geschikt voor laboratoriumglaswerk	•
Geschikt voor keramiek	•
Niet geschikt voor aluminium	•
Niet geschikt voor lichte en non-ferrometalen	•
Niet geschikt voor legeringen van lichte metalen	•
Vrij van tensiden	•
Zure voorreiniging	•
Zeer goed afspoelbaar	•
Neutralisatie van overgedragen alkaliresten	•
Opslaginstructies	
Minimale opslagtemperatuur in °C	-15
Maximale opslagtemperatuur in °C	30
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	308
Buitenmaat, nettobreedte in mm	191
Buitenmaat, nettodiepte in mm	234
Buitenmaat, brutohoogte in mm	305
Buitenmaat, brutobreedte in mm	200
Buitenmaat, brutodiepte in mm	245

ProCare Lab 30 P - 12 kg

Neutralisatiemiddel, op basis van fosforzuur, zuur, 12 kg
voor machinale reiniging van laboratoriumglaswerk en -gerei.



EAN: 4029577160258 / Materiaalnummer: 12960770 /
Oud Materiaalnummer: 62928202V1

Vulgewicht in g	12000
-----------------	-------

Brutogewicht in kg	13,00
--------------------	-------

Conformiteiten, keurmerken	
-----------------------------------	--

GHS/CLP-conform	•
-----------------	---