

ProCare Universal 77 A - 500 g
Machinereiniger, alkalisch, 500 g
voor het verwijderen van hardnekkige zetmeelaanslag.



- Afbraak van vetafzettingen
- Reductie van geurtjes
- Afgestemd op Miele Professional-apparaten

EAN: 4002517008070 / Materiaalnummer: 13068710 /
Oud Materiaalnummer: 66921702V1

Productcategorisatie	
Professionele vaatwassers met verswaterspoelsysteem	•
ProfiLine professionele vaatwassers	•
Professionele vaatwassers met tankspoelsysteem	•
Doorschuifmodel vaatwassers met tankspoelsysteem	•
Wasmachines	•
Laboratoriumspoelmachines	•
Grote laboratoriumspoelmachines	•
Thermodesinfectoren	•
Thermodesinfectoren met grote spoelruimte	•
Reinigings- en desinfectieapparaat, tandheelkundig	•
Reinigings- en desinfectieapparaten, medisch	•
Reinigings- en desinfectieapparaten met grote capaciteit, medisch	•
Mogelijkheden	
Verwijderen van zetmeelaanslag	•
Verwijderen van vet	•
Verwijderen van olie	•
Verwijderen van eiwit	•
Dosering	
Doseeradvies per wasprogramma	0,5–1 dosis
Te gebruiken voor alle waterhardheden	•
Handmatige dosering	•
Producteigenschappen	
Mediatype	Machinereiniger
Aggregatietoestand	Poedervormig reinigingsmiddel
Inhoudsstoffen	Bleekmiddelen op zuurstofbasis, Polycarboxylaten, Tensiden
pH-waarde bij 20 °C	11,0
Goed reinigingsvermogen	•
Vrij van fosfaten	•
Zeer behoedzame reiniging van materiaal	•
Hoger aandeel oplosmiddelen	•
Intensieve reinigingsmiddelen met tensiden	•
Bevat geen geurstoffen	•
Opslaginstructies	
Minimale opslagtemperatuur in °C	5
Maximale opslagtemperatuur in °C	35
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	133
Buitenmaat, nettobreedte in mm	80
Buitenmaat, nettodiepte in mm	80
Buitenmaat, brutohoogte in mm	130
Buitenmaat, brutobreedte in mm	80
Buitenmaat, brutodiepte in mm	80
Vulgewicht in g	500
Brutogewicht in kg	0,57

ProCare Universal 77 A - 500 g
Machinereiniger, alkalisch, 500 g
voor het verwijderen van hardnekkige zetmeelaanslag.

EAN: 4002517008070 / Materiaalnummer: 13068710 /
Oud Materiaalnummer: 66921702V1

Conformiteiten, keurmerken

GHS/CLP-conform

