

E 130

Wkład

Do optymalnego umieszczenia 10 tacek.



- 11 uchwytów, wysokość 170 mm, odstęp ok. 35 mm
- Do zastosowania w koszu dolnym

EAN: 4002511129375 / Numer materiału: 02648950 / Stary numer materiału: 69513001D

<b>Przynależność produktu</b>	
Termodezynfektory	•
Automaty myjące i dezynfekujące, medyczne	•
<b>Kompat. z innymi produktami</b>	
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
<b>Kategoria produktowa</b>	
Wkład na tacki/tace	•
<b>Właściwości produktu</b>	
Materiał	Stal szlachetna
Kolor	Stal szlachetna
Rozstaw prętów w mm	35
Wysokość prętów w mm	170
<b>Obszar zastosowania</b>	
Przygotowywanie tacek/tac	•
<b>Zdolności produkcyjne</b>	
Tace/zasobniki [liczba]	10
<b>Standardowe przyłącze elektr.</b>	
Ilość faz	0
Napięcie w V	0
Częstotliwość w Hz	0
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	0,00
Zabezpieczenie w A	0
<b>Wymiary i waga</b>	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	180
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	180
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	445
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	210
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	210
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	470
Ciężar netto w kg	0,76
Ciężar brutto w kg	0,90