

E 130

Wkład

Do optymalnego umieszczenia 10 tacek.



- 11 uchwyty, wysokość 170 mm, odstęp ok. 35 mm
- Do zastosowania w koszu dolnym

EAN: 4002511129375 / Numer materiału: 02648950 /

Stary numer materiału: 69513001D

Przynależność produktowa	
Termodezynfektory	•
Urządzenie czyszczące, małe, dentystyczne	•
Termodezynfektory wielkocomorowe, stomatologia	•
Automaty myjące i dezynfekujące, medyczne	•
Kompat. z innymi produktami	
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PWA 8672	•
PWD 7121	•
PWD 7122	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Kategoria urządzeń	
Wkład na tacki/tace	•
Obszar zastosowania	
Przygotowywanie tacek/tac	•
Cechy produktu	
Materiał	Stal szlachetna
Kolor	Stal szlachetna
Rozstaw prętów w mm	35
Wysokość prętów w mm	170
Ładowość	
Tace/zasobniki [liczba]	10
Standardowe przyłącze elektryczne	
Ilość faz	0
Napięcie w V	0-0
Częstotliwość w Hz	0-0
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	0,00-0,00
Zabezpieczenie w A	0-0
Wymiary i waga	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	180
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	180
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	445
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	210
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	210
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	470
Ciężar netto w kg	0,77
Ciężar brutto w kg	0,90