

E 338

Wkład

do optymalnego umieszczenia do 8 półszalek.



- Dla 8 półszalek wsuwanych
- 10 podpórek (8 przegródek), szer. 295, głęb. 33 mm
- Maksymalna wielkość szalki wynosi 290 x 30 mm
- Do stosowania w koszu górnym i dolnym

EAN: 4002511116160 / Numer materiału: 03080600 / Stary numer materiału: 69533801D

Przynależność produktowa	
Termodezynfektory	•
Automaty myjące i dezynfekujące, medyczne	•
Kompat. z innymi produktami	
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
Kategoria urządzeń	
Wkład na tacki/tace	•
Cechy produktu	
Materiał	Stal szlachetna
Kolor	Stal szlachetna
Ilość przegródek	8
Ładowność	
Tace/zasobniki [liczba]	8
Standardowe przyłącze elektryczne	
Ilość faz	0
Napięcie w V	0
Częstotliwość w Hz	0
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	0,00
Zabezpieczenie w A	0
Wymiary i waga	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	110
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	305
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	445
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	125
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	310
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	500
Ciężar netto w kg	0,62
Ciężar brutto w kg	0,84