

E 363

Wkład

do optymalnego umieszczenia różnych narzędzi.



- Wielkość oczek 1 mm
- Z pokrywą
- Do stosowania w koszu górnym i dolnym

EAN: 4002511116283 / Numer materiału: 03149790 / Stary numer materiału: 69536301D

Przynależność produktowa	
Termodezyniektory	•
Automaty myjące i dezynfekujące, medyczne	•
Kompat. z innymi produktami	
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
Kategoria urządzeń	
Taca siatkowa	•
Cechy produktu	
Materiał	Stal szlachetna
Kolor	Stal szlachetna
Standardowe przyłącze elektryczne	
Ilość faz	0
Napięcie w V	0-0
Częstotliwość w Hz	0-0
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	0,00-0,00
Zabezpieczenie w A	0-0
Wymiary i waga	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	55
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	150
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	225
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	80
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	165
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	250
Ciężar netto w kg	0,62
Ciężar brutto w kg	0,71