

E 379

Wkład

do umieszczenia różnych narzędzi.



- Siatka druciana 0,8 mm, oczka 1,7 mm, rama 5 mm
- Z 2 uchwytami do przenoszenia
- Do stosowania w koszu górnym i dolnym

EAN: 4002511116450 / Numer materiału: 03203500 / Stary numer materiału: 69537901D

Przynależność produktowa	
Termodezynfektory	•
Automaty myjące i dezynfekujące, medyczne	•
Wielkocomorowe automaty myjące i dezynfekujące, medyczne	•
Kompat. z innymi produktami	
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
Kategoria urządzeń	
Taca siatkowa	•
Cechy produktu	
Materiał	Stal szlachetna
Kolor	Stal szlachetna
Obszar zastosowania	
Przygotowywanie narzędzi laryngologicznych	•
Przygotowywanie narzędzi stomatologicznych	•
Przygotowywanie narzędzi operacyjnych	•
Standardowe przyłącze elektryczne	
Ilość faz	0
Napięcie w V	0
Częstotliwość w Hz	0
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	0,00
Zabezpieczenie w A	0
Wymiary i waga	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	110
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	180
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	445
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	135
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	235
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	485
Ciężar netto w kg	0,72
Ciężar brutto w kg	1,25