

E 378

Wkład

do umieszczenia różnych narzędzi.



- Siatka druciana 0,8 mm, oczka 1,7 mm, rama 5 mm
- Z 2 uchwytami do przenoszenia
- Do zastosowania w koszu dolnym

EAN: 400251116443 / Numer materiału: 03203530 /

Stary numer materiału: 69537801D

Przynależność produktowa	
Termodezynfektory	•
Automaty myjące i dezynfekujące, medyczne	•
Wielkocomorowe automaty myjące i dezynfekujące, medyczne	•
Kompat. z innymi produktami	
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PWA 8672	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Kategoria urządzeń	
Inny wkład	•
Cechy produktu	
Materiał	Stal szlachetna
Kolor	Stal szlachetna
Obszar zastosowania	
Przygotowywanie narzędzi anestezyjologicznych	•
Przygotowywanie narzędzi minimalnie inwazyjnych	•
Przygotowywanie narzędzi ginekologicznych	•
Przygotowywanie narzędzi laryngologicznych	•
Przygotowywanie narzędzi stomatologicznych	•
Przygotowywanie narzędzi operacyjnych	•
Standardowe przyłącze elektryczne	
Ilość faz	0
Napięcie w V	0-0
Częstotliwość w Hz	0-0
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	0,00-0,00
Zabezpieczenie w A	0-0
Wymiary i waga	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	110
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	460
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	460
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	165
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	535
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	560
Ciężar netto w kg	1,78
Ciężar brutto w kg	2,25