

E 146

Wkład

do optymalnego umieszczenia różnych narzędzi.



- Wielkość oczek na dnie 3 mm, po bokach 1,7 mm, na pokrywce 8 mm
- Z dwoma rozkładanymi uchwytami do przenoszenia
- Do stosowania w koszu górnym i dolnym

EAN: 4002511116009 / Numer materiału: 03346680 / Stary numer materiału: 69514601D

Przynależność produktu	
Automaty myjące i dezynfekujące, medyczne	•
Kompat. z innymi produktami	
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Kategoria produktowa	
Taca siatkowa	•
Właściwości produktu	
Materiał	Stal szlachetna
Kolor	Stal szlachetna
Obszar zastosowania	
Przygotowywanie narzędzi minimalnie inwazyjnych	•
Przygotowywanie narzędzi operacyjnych	•
Standardowe przyłącze elektr.	
Ilość faz	0
Napięcie w V	0
Częstotliwość w Hz	0
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	0,00
Zabezpieczenie w A	0
Wymiary i waga	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	55
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	150
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	225
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	75
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	165
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	245
Ciężar netto w kg	0,61
Ciężar brutto w kg	0,70