

SD-B
Dysza iniekcyjna
dla butyrometrów.



- Dla wózków iniekcyjnych
- Wraz z gwintem, 4 x 140 mm*

* Wraz z gwintem, średnica 4 x 140 mm, plus naszpawana, płasko tłoczona dysza, 1,5 x 100 mm.

EAN: 4002511116955 / Numer materiału: 03583540 / Stary numer materiału: 69708001D

Przynależność produktu	
Automaty myjące i dezynfekujące, laboratoryjne	•
Wielkocomorowe automaty myjące i dezynfekujące, laboratoryjne	•
Kompat. z innymi produktami	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
Kategoria produktowa	
Dysza iniekcyjna	•
Właściwości produktu	
Materiał	Stal szlachetna
Kolor	Stal szlachetna
Obszar zastosowania	
Przygotowywanie szkła laboratoryjnego	•
Standardowe przyłącze elektr.	
Ilość faz	0
Napięcie w V	0
Częstotliwość w Hz	0
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	0,00
Zabezpieczenie w A	0
Wymiary i waga	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	0
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	0
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	240
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	12
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	100
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	150
Średnica w mm	4
Ciężar netto w kg	0,01
Ciężar brutto w kg	0,02