


O 183

Kosz górny

do optymalnego umieszczenia narzędzi MIC, artroskopowych i urologicznych.



- Lewa strona: 10 dysz iniekc. lub dowolne umieszczenie wkładów
- Prawa strona: 14 dysz iniekcyjnych/lejków dla narzędzi z pustką
- Wysokość załadunku 285 +/- 30mm; narzędzia z pustką 370 +/- 30mm
- Brak możliwości dozowania proszku

EAN: 4002511114920 / Numer materiału: 03807470 / Starý numer materiału: 69118301D

<b>Przynależność produktowa</b>	
Automaty myjące i dezynfekujące, medyczne	•
<b>Kompat. z innymi produktami</b>	
PG 8535	•
PG 8536	•
<b>Kategoria urządzeń</b>	
Kosz iniekcyjny	•
Kosz górny	•
<b>Cechy produktu</b>	
Materiał	Stal szlachetna
Kolor	Stal szlachetna
<b>Obszar zastosowania</b>	
Przygotowywanie narzędzi minimalnie inwazyjnych	•
Przygotowywanie narzędzi z pustką	•
<b>Ładowość</b>	
Narzędzia z pustką [ilość]	14
<b>Standardowe przyłącze elektryczne</b>	
Ilość faz	0
Napięcie w V	0
Częstotliwość w Hz	0
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	0,00
Zabezpieczenie w A	0
<b>Wymiary i waga</b>	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	270
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	475
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	530
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	410
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	540
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	555
Ciężar netto w kg	4,00
Ciężar brutto w kg	4,80