

U 167

Kosz dolny

do optymalnego umieszczenia utensyliów anestezyjologicznych.



- Dla 4 pojemników na wapno sodowane, 9 na płyny & różne utensylia
- 20 uchwytów, wysokość 200 mm mm, odstęp ok. 95 mm mm

EAN: 4002511114784 / Numer materiału: 03807600 / Stary numer materiału: 69116702D

<b>Przynależność produktowa</b>	
Automaty myjące i dezynfekujące, medyczne	•
<b>Kompat. z innymi produktami</b>	
PG 8535	•
PG 8536	•
<b>Kategoria urządzeń</b>	
Kosz dolny	•
Wózek do narzędzi anestezyjologicznych	•
<b>Cechy produktu</b>	
Materiał	Drut, rilsanowany
Kolor	Biały
Rozstaw prętów w mm	95
Wysokość prętów w mm	200
<b>Obszar zastosowania</b>	
Przygotowywanie narzędzi anestezyjologicznych	•
<b>Standardowe przyłącze elektryczne</b>	
Ilość faz	0
Napięcie w V	0
Częstotliwość w Hz	0
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	0,00
Zabezpieczenie w A	0
<b>Wymiary i waga</b>	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	220
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	535
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	516
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	240
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	550
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	550
Ciężar netto w kg	3,10
Ciężar brutto w kg	4,60