

E 111

Wkład

do optymalnego umieszczenia zlewek od 600 do 1000 ml.



- Na 8 zlewek o poj. 600–1000 ml
- Wyposażony w 8 x 3 pręty podtrzymujące
- Do zastosowania w koszu dolnym

EAN: 4002511115743 / Numer materiału: 03808420 / Stary numer materiału: 69511101D

Przynależność produktu	
Automaty myjące i dezynfekujące, laboratoryjne	•
Wielkocomorowe automaty myjące i dezynfekujące, laboratoryjne	•
Kompat. z innymi produktami	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 8505	•
Kategoria produktowa	
Wkład/moduł na zlewki	•
Właściwości produktu	
Materiał	Stal szlachetna, Druk, rilsanowany
Kolor	Stal szlachetna, Biały
Obszar zastosowania	
Przygotowywanie szkła laboratoryjnego	•
Zdolności produkcyjne	
Zlewki szklane [liczba]	8
Standardowe przyłącze elektr.	
Ilość faz	0
Napięcie w V	0
Częstotliwość w Hz	0
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	0,00
Zabezpieczenie w A	0
Wymiary i waga	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	205
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	230
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	460
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	230
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	250
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	480
Ciężar netto w kg	0,96
Ciężar brutto w kg	1,10