


E 125

Wkład

do optymalnego umieszczenia butelek infuzyjnych. Rozmiar powierzchni 125 x 125 mm.

EAN: 4002511115828 / Numer materiału: 03808510 / Stary numer materiału: 69512501D



- 9 przegródki, wymiar powierzchni: 125 x 125 mm (butelka), 55 x 55 mm (szyjka)
- Do zastosowania w koszu dolnym

Przynależność produktu	
Automaty myjące i dezynfekujące, medyczne	•
Kompat. z innymi produktami	
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Kategoria produktowa	
Wkład na różne butelki	•
Właściwości produktu	
Materiał	Stal szlachetna
Kolor	Stal szlachetna
Ilość przegródek	9
Obszar zastosowania	
Przygotowywanie narzędzi operacyjnych	•
Standardowe przyłącze elektr.	
Ilość faz	0
Napięcie w V	0
Częstotliwość w Hz	0
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	0,00
Zabezpieczenie w A	0
Wymiary i waga	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	224
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	460
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	460
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	245
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	480
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	480
Ciężar netto w kg	1,81
Ciężar brutto w kg	2,56