


E 126

Wkład

do optymalnego umieszczenia butelek infuzyjnych. Rozmiar powierzchni 45 x 45 mm.



- 48 przegródki, wymiar powierzchni: 45 x 45 mm (butelka), 28 x 28 mm (szyjka)

EAN: 4002511115835 / Numer materiału: 03808520 / Stary numer materiału: 69512601D

| | |
|---|-----------------|
| Przynależność produktowa | |
| Automaty myjące i dezynfekujące, medyczne | • |
| Kompat. z innymi produktami | |
| PG 8535 | • |
| PG 8536 | • |
| PG 8562 | • |
| PG 8582 | • |
| PG 8582 CD | • |
| PG 8592 | • |
| PWD 8682 | • |
| PWD 8682 CD | • |
| PWD 8692 | • |
| Kategoria urządzeń | |
| Wkład na różne butelki | • |
| Cechy produktu | |
| Materiał | Stal szlachetna |
| Kolor | Stal szlachetna |
| Ilość przegródek | 48 |
| Obszar zastosowania | |
| Przygotowywanie narzędzi operacyjnych | • |
| Standardowe przyłącze elektryczne | |
| Ilość faz | 0 |
| Napięcie w V | 0-0 |
| Częstotliwość w Hz | 0-0 |
| Całkowita moc przyłączeniowa w kW | 0,00-0,00 |
| Zabezpieczenie w A | 0-0 |
| Wymiary i waga | |
| Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm | 83 |
| Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm | 445 |
| Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm | 445 |
| Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm | 160 |
| Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm | 475 |
| Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm | 475 |
| Ciężar netto w kg | 1,92 |
| Ciężar brutto w kg | 2,05 |