


E 126

Wkład

do optymalnego umieszczenia butelek infuzyjnych. Rozmiar powierzchni 45 x 45 mm.

EAN: 4002511115835 / Numer materiału: 03808520 / Stary numer materiału: 69512601D



- 48 przegródki, wymiar powierzchni: 45 x 45 mm (butelka), 28 x 28 mm (szyjka)

<b>Przynależność produktu</b>	
Automaty myjące i dezynfekujące, medyczne	•
<b>Kompat. z innymi produktami</b>	
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
<b>Kategoria produktowa</b>	
Wkład na różne butelki	•
<b>Właściwości produktu</b>	
Materiał	Stal szlachetna
Kolor	Stal szlachetna
Ilość przegródek	48
<b>Obszar zastosowania</b>	
Przygotowywanie narzędzi operacyjnych	•
<b>Standardowe przyłącze elektr.</b>	
Ilość faz	0
Napięcie w V	0
Częstotliwość w Hz	0
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	0,00
Zabezpieczenie w A	0
<b>Wymiary i waga</b>	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	83
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	445
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	445
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	160
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	475
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	475
Ciężar netto w kg	1,92
Ciężar brutto w kg	2,05