

E 128

Wkład

do optymalnego umieszczenia butelek infuzyjnych. Rozmiar powierzchni 71 x 71 mm.

EAN: 4002511115859 / Numer materiału: 03808540 / Stary numer materiału: 69512801D



- 24 przegródki, wymiar powierzchni: 71 x 71 mm (butelka), 46 x 46 mm (szyjka)

Przynależność produktu	
Automaty myjące i dezynfekujące, medyczne	•
Kompat. z innymi produktami	
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Kategoria produktowa	
Wkład na różne butelki	•
Właściwości produktu	
Materiał	Stal szlachetna
Kolor	Stal szlachetna
Ilość przegródek	24
Obszar zastosowania	
Przygotowywanie narzędzi operacyjnych	•
Standardowe przyłącze elektr.	
Ilość faz	0
Napięcie w V	0
Częstotliwość w Hz	0
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	0,00
Zabezpieczenie w A	0
Wymiary i waga	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	103
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	445
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	445
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	160
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	475
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	470
Ciężar netto w kg	1,49
Ciężar brutto w kg	1,95