


E 129

Wkład

do optymalnego umieszczenia butelek infuzyjnych. Rozmiar powierzchni 84 x 84 mm.



- 20 przegródki, wymiar powierzchni: 84 x 84 mm (butelka), 46 x 46 mm (szyjka)

EAN: 4002511115866 / Numer materiału: 03808550 / Stary numer materiału: 69512901D

Przynależność produktu	
Automaty myjące i dezynfekujące, medyczne	•
Kompat. z innymi produktami	
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
Kategoria produktowa	
Wkład na różne butelki	•
Właściwości produktu	
Materiał	Stal szlachetna
Kolor	Stal szlachetna
Ilość przegródek	20
Standardowe przyłącze elektr.	
Ilość faz	0
Napięcie w V	0
Częstotliwość w Hz	0
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	0,00
Zabezpieczenie w A	0
Wymiary i waga	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	113
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	445
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	445
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	480
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	480
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	130
Ciężar netto w kg	1,41
Ciężar brutto w kg	1,78