

E 135/1

Wkład

do optymalnego umieszczenia 19 butelek dla niemowląt do 110 ml.



- Dla 19 butelek dla niemowląt po 110 ml
- Pasuje dla butelek o wielkości 51 x 51, szyjka: 45 x 45 mm
- Do kosza górnego A 102 i kosza dolnego A 151

EAN: 4002511115910 / Numer materiału: 03808640 /

Stary numer materiału: 69513502D

<b>Przynależność produktowa</b>	
Wielkocomorowe automaty myjące i dezynfekujące, laboratoryjne	•
Automaty myjące i dezynfekujące, medyczne	•
<b>Kompat. z innymi produktami</b>	
G 7823	•
G 7824	•
G 7826	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
<b>Kategoria urządzeń</b>	
Wkład na różne butelki	•
<b>Cechy produktu</b>	
Materiał	Stal szlachetna
Kolor	Stal szlachetna
<b>Obszar zastosowania</b>	
Przygotowywanie butelek dla niemowląt	•
<b>Ładowność</b>	
Butelki dla niemowląt [ilość]	19
<b>Standardowe przyłącze elektryczne</b>	
Ilość faz	0
Napięcie w V	0-0
Częstotliwość w Hz	0-0
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	0,00-0,00
Zabezpieczenie w A	0-0
<b>Wymiary i waga</b>	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	135
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	192
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	447
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	195
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	205
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	465
Ciężar netto w kg	2,02
Ciężar brutto w kg	2,10