

E 135/1

Wkład

do optymalnego umieszczenia 19 butelek dla niemowląt do 110 ml.



- Dla 19 butelek dla niemowląt po 110 ml
- Pasuje dla butelek o wielkości 51 x 51, szyjka: 45 x 45 mm
- Do kosza górnego A 102 i kosza dolnego A 151

EAN: 4002511115910 / Numer materiału: 03808640 / Stary numer materiału: 69513502D

Przynależność produktowa	
Wielkokomorowe automaty myjące i dezynfekujące, laboratoryjne	•
Automaty myjące i dezynfekujące, medyczne	•
Kompat. z innymi produktami	
G 7823	•
G 7824	•
G 7826	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Kategoria urządzeń	
Wkład na różne butelki	•
Cechy produktu	
Materiał	Stal szlachetna
Kolor	Stal szlachetna
Obszar zastosowania	
Przygotowywanie butelek dla niemowląt	•
Ładowność	
Butelki dla niemowląt [ilość]	19
Standardowe przyłącze elektryczne	
Ilość faz	0
Napięcie w V	0
Częstotliwość w Hz	0
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	0,00
Zabezpieczenie w A	0
Wymiary i waga	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	135
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	192
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	447
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	195
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	205
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	465
Ciężar netto w kg	2,02
Ciężar brutto w kg	2,10