

E 135/3

Wkład

do optymalnego umieszczenia 19 butelek dla niemowląt do 120 ml.



- Dla 19 butelek dla niemowląt po 120 ml
- Pasuje do butelek o wielkości 56 x 56, szyjka: 49 x 49 mm
- Do kosza górnego A 102 i kosza dolnego A 151

EAN: 4002511115934 / Numer materiału: 03808670 /

Stary numer materiału: 69513504D

Przynależność produktowa	
Automaty myjące i dezynfekujące, medyczne	•
Wielkocomorowe automaty myjące i dezynfekujące, medyczne	•
Kompat. z innymi produktami	
G 7823	•
G 7824	•
G 7826	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Kategoria urządzeń	
Wkład na różne butelki	•
Cechy produktu	
Materiał	Stal szlachetna
Kolor	Stal szlachetna
Obszar zastosowania	
Przygotowywanie butelek dla niemowląt	•
Ładowość	
Butelki dla niemowląt [ilość]	19
Standardowe przyłącze elektryczne	
Ilość faz	0
Napięcie w V	0-0
Częstotliwość w Hz	0-0
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	0,00-0,00
Zabezpieczenie w A	0-0
Wymiary i waga	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	135
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	192
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	447
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	470
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	130
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	230
Ciężar netto w kg	1,94
Ciężar brutto w kg	2,00