


E 144

Wkład

do optymalnego umieszczenia do 18 zlewek.



- Dla 18 zlewek
- Wyposażony w 18 x 3 pręty podtrzymujące
- Do stosowania w koszu górnym i dolnym

EAN: 4002511115996 / Numer materiału: 03808710 / Stary numer materiału: 69514401D

Przynależność produktowa	
Automaty myjące i dezynfekujące, laboratoryjne	•
Wielkocomorowe automaty myjące i dezynfekujące, laboratoryjne	•
Kompat. z innymi produktami	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 7111	•
Kategoria urządzeń	
Wkład/moduł na zlewki	•
Cechy produktu	
Materiał	Stal szlachetna, Druk, rilsanowany
Kolor	Stal szlachetna, Biały
Obszar zastosowania	
Przygotowywanie szkła laboratoryjnego	•
Ładowność	
Zlewki szklane [liczba]	18
Standardowe przyłącze elektryczne	
Ilość faz	0
Napięcie w V	0-0
Częstotliwość w Hz	0-0
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	0,00-0,00
Zabezpieczenie w A	0-0
Wymiary i waga	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	131
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	200
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	445
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	180
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	250
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	490
Ciężar netto w kg	1,37
Ciężar brutto w kg	1,38