

E 329

Wózek

do optymalnego umieszczenia szkła z wąską szyjką.



- Na wyposażeniu 39 dysz iniekcyjnych

EAN: 400251116108 / Numer materiału: 03809340 / Stary numer materiału: 69532901D

<b>Przynależność produktowa</b>	
Automaty myjące i dezynfekujące, laboratoryjne	•
<b>Kompat. z innymi produktami</b>	
PG 8535	•
PG 8536	•
<b>Kategoria urządzeń</b>	
Wózek do szkła z wąską szyjką	•
<b>Cechy produktu</b>	
Materiał	Stal szlachetna
Kolor	Stal szlachetna
<b>Obszar zastosowania</b>	
Przygotowywanie szkła laboratoryjnego	•
<b>Ładowność</b>	
Szkoło z wąską szyjką [ilość]	39
<b>Standardowe przyłącze elektryczne</b>	
Ilość faz	0
Napięcie w V	0-0
Częstotliwość w Hz	0-0
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	0,00-0,00
Zabezpieczenie w A	0-0
<b>Wymiary i waga</b>	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	502
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	535
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	517
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	545
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	160
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	530
Ciężar netto w kg	5,50
Ciężar brutto w kg	6,20
<b>Dołączone opakowanie</b>	
ID 90, dysza iniekcyjna Ø 2,5 mm, długość 90 mm [ilość]	4
ID 110, dysza iniekcyjna Ø 2,5 mm, długość 110 mm [ilość]	5
ID 140, dysza iniekcyjna Ø 4 mm, długość 140 mm [ilość]	5
ID 160, dysza iniekcyjna Ø 4 mm, długość 160 mm [ilość]	5
ID 180, dysza iniekcyjna Ø 4 mm, długość 180 mm [ilość]	5
ID 200, dysza iniekcyjna Ø 6 mm, długość 200 mm [ilość]	5
ID 220, dysza iniekcyjna Ø 6 mm, długość 220 mm [ilość]	5
ID 220, dysza iniekcyjna Ø 6 mm, długość 240 mm [ilość]	5
Dysza wyplukująca dla dozownika proszku [ilość]	1