

E 329

Wózek

do optymalnego umieszczenia szkła z wąską szyjką.



- Na wyposażeniu 39 dysz iniekcyjnych

EAN: 400251116108 / Numer materiału: 03809340 / Stary numer materiału: 69532901D

Przynależność produktowa	
Automaty myjące i dezynfekujące, laboratoryjne	•
Kompat. z innymi produktami	
PG 8535	•
PG 8536	•
Kategoria urządzeń	
Wózek do szkła z wąską szyjką	•
Cechy produktu	
Materiał	Stal szlachetna
Kolor	Stal szlachetna
Obszar zastosowania	
Przygotowywanie szkła laboratoryjnego	•
Ładowość	
Szkoło z wąską szyjką [ilość]	39
Standardowe przyłącze elektryczne	
Ilość faz	0
Napięcie w V	0
Częstotliwość w Hz	0
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	0,00
Zabezpieczenie w A	0
Wymiary i waga	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	502
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	535
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	517
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	545
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	160
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	530
Ciężar netto w kg	5,50
Ciężar brutto w kg	6,20
Dołączone opakowanie	
ID 90, dysza iniekcyjna Ø 2,5 mm, długość 90 mm [ilość]	4
ID 110, dysza iniekcyjna Ø 2,5 mm, długość 110 mm [ilość]	5
ID 140, dysza iniekcyjna Ø 4 mm, długość 140 mm [ilość]	5
ID 160, dysza iniekcyjna Ø 4 mm, długość 160 mm [ilość]	5
ID 180, dysza iniekcyjna Ø 4 mm, długość 180 mm [ilość]	5
ID 200, dysza iniekcyjna Ø 6 mm, długość 200 mm [ilość]	5
ID 220, dysza iniekcyjna Ø 6 mm, długość 220 mm [ilość]	5
ID 220, dysza iniekcyjna Ø 6 mm, długość 240 mm [ilość]	5
Dysza wyplukująca dla dozownika proszku [ilość]	1