

E 340
Wózek
do optymalnego umieszczenia szkła z wąską szyjką.



- W połowie możliwość umieszczenia innych wkładów
- 19 dysz iniekcyjnych

EAN: 4002511116177 / Numer materiału: 03809410 / Stary numer materiału: 69534001D

Przynależność produktowa	
Automaty myjące i dezynfekujące, laboratoryjne	•
Kompat. z innymi produktami	
PG 8535	•
PG 8536	•
Kategoria urządzeń	
Wózek do szkła z wąską szyjką	•
Cechy produktu	
Materiał	Stal szlachetna, Tworzywo sztuczne
Kolor	Stal szlachetna, Czarny
Obszar zastosowania	
Przygotowywanie szkła laboratoryjnego	•
Ładowość	
Szko z wąską szyjką [ilość]	19
Standardowe przyłącze elektryczne	
Ilość faz	0
Napięcie w V	0
Częstotliwość w Hz	0
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	0,00
Zabezpieczenie w A	0
Wymiary i waga	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	502
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	535
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	517
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	180
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	550
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	560
Ciężar netto w kg	4,80
Ciężar brutto w kg	5,60
Dołączone opakowanie	
ID 140, dysza iniekcyjna Ø 4 mm, długość 140 mm [ilość]	3
ID 160, dysza iniekcyjna Ø 4 mm, długość 160 mm [ilość]	3
ID 180, dysza iniekcyjna Ø 4 mm, długość 180 mm [ilość]	3
ID 200, dysza iniekcyjna Ø 6 mm, długość 200 mm [ilość]	3
ID 220, dysza iniekcyjna Ø 6 mm, długość 220 mm [ilość]	3
ID 220, dysza iniekcyjna Ø 6 mm, długość 240 mm [ilość]	4
Dysza wyplukująca dla dozownika proszku [ilość]	1