

E 350  
Wózek  
do optymalnego umieszczenia szkła z wąską szyjką.



- 33 dysze iniekcyjne

EAN: 4002511116184 / Numer materiału: 03809490 / Stary numer materiału: 69535001D

<b>Przynależność produktowa</b>	
Automaty myjące i dezynfekujące, laboratoryjne	•
<b>Kompat. z innymi produktami</b>	
PG 8535	•
PG 8536	•
<b>Kategoria urządzeń</b>	
Wózek do szkła z wąską szyjką	•
<b>Cechy produktu</b>	
Materiał	Stal szlachetna, Tworzywo sztuczne
Kolor	Stal szlachetna, Czarny
<b>Obszar zastosowania</b>	
Przygotowywanie szkła laboratoryjnego	•
<b>Ładowość</b>	
Szko z wąską szyjką [ilość]	33
<b>Standardowe przyłącze elektryczne</b>	
Ilość faz	0
Napięcie w V	0
Częstotliwość w Hz	0
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	0,00
Zabezpieczenie w A	0
<b>Wymiary i waga</b>	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	160
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	530
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	517
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	180
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	535
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	560
Ciężar netto w kg	6,60
Ciężar brutto w kg	7,81
<b>Dołączone opakowanie</b>	
E 351 dysza iniekcyjna Ø 4 mm, długość 160 mm [ilość]	15
E 352 dysza iniekcyjna Ø 6 mm, długość 220 mm [ilość]	18
E 353 blokada dla dyszy iniekcyjnej E 351 [ilość]	15
E 354 blokada dla dyszy iniekcyjnej E 352 [ilość]	18
Dysza wyplukująca dla dozownika proszku [ilość]	1