

E 351

Dysza iniekcyjna

do optymalnego czyszczenia ładunku. Wielkość 4 x 160 mm.

EAN: 4002511117075 / Numer materiału: 03809500 / Stary numer materiału: 69735101D



- Dla wkładu w wózku iniekcyjnym
- Do kombinacji z mocowaniem E 353
- Ø 4 x 160 mm, z gwintem

Przynależność produktowa	
Automaty myjące i dezynfekujące, laboratoryjne	•
Wielkocomorowe automaty myjące i dezynfekujące, laboratoryjne	•
Kompat. z innymi produktami	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
Kategoria urządzeń	
Dysza iniekcyjna	•
Cechy produktu	
Materiał	Stal szlachetna
Kolor	Stal szlachetna
Obszar zastosowania	
Przygotowywanie szkła laboratoryjnego	•
Standardowe przyłącze elektryczne	
Ilość faz	0
Napięcie w V	0
Częstotliwość w Hz	0
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	0,00
Zabezpieczenie w A	0
Wymiary i waga	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	160
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	4
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	4
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	12
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	80
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	120
Średnica w mm	4
Ciężar netto w kg	0,01
Ciężar brutto w kg	0,02