

E 352

Dysza iniekcyjna

do optymalnego czyszczenia ładunku.



- Dla wkładu w wózek iniekcyjnym
- Do kombinacji z mocowaniem E 354
- Ø 6 x 220 mm, z gwintem

EAN: 4002511117082 / Numer materiału: 03809510 / Stary numer materiału: 69735201D

Przynależność produktowa	
Automaty myjące i dezynfekujące, laboratoryjne	•
Wielkocomorowe automaty myjące i dezynfekujące, laboratoryjne	•
Kompat. z innymi produktami	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
Kategoria urządzeń	
Dysza iniekcyjna	•
Cechy produktu	
Materiał	Stal szlachetna
Kolor	Stal szlachetna
Obszar zastosowania	
Przygotowywanie szkła laboratoryjnego	•
Standardowe przyłącze elektryczne	
Ilość faz	0
Napięcie w V	0
Częstotliwość w Hz	0
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	0,00
Zabezpieczenie w A	0
Wymiary i waga	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	220
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	10
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	10
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	230
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	20
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	30
Średnica w mm	6
Ciężar netto w kg	0,03
Ciężar brutto w kg	0,03